

KERN 338-090-200

KERN

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 1 mg - 500 mg (einzeln))



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1 - M2
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 500 mg (einzeln)
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	60×60×35 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×35 mm
Peso netto	0,13 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,13 kg

Pittogrammi

STANDARD

