

KERN 338-22

KERN

Kit di pesi di milligrammi, F2, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di plastica



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-450

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti | OIML F2 |
| Famiglia di prodotti | 338 |

Sistema di misura

| | |
|--|---------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 mg - 500 mg |
| Peso di calibrazione OIML classe | F2 |

Design

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Struttura peso | Piastrina |
| Dimensioni (L×P×A) | 136×53×22 mm |
| Numero di pesi | 13 |
| Astuccio del set di pesi | in valigetta di plastica |
| Materiale | acciaio inossidabile lucidato (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 130×60×22 mm |
| Peso netto | 0,1 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,10 kg |
| Peso lordo ca. | 0,10 kg |
| Peso di spedizione | 0,1 kg |

Servizi

| | |
|---|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS | 962-450 |
|---|---------|