

# KERN 338-22

**KERN**

Conjunto de pesos de miligramas, F2, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML), em caixa plástica



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	338

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de teste OIML classe	F2

### Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões (L×P×A)	136×53×22 mm
Número de pesos	13
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica
Material	aço inox polido (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	130×60×22 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-450
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-450