

KERN 338-226

KERN

Kit di pesi di milligrammi, F2, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	338

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni (L×P×A)	165×158×37 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×158×37 mm
Peso netto	0,31 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,39 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-450
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-450