

# KERN 338-226

# KERN

Conjunto de pesos de miligramas, F2, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	338

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de teste OIML classe	F2

## Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões (L×P×A)	165×158×37 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×158×37 mm
Peso líquido	0,31 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envio	0,39 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-450
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-450