

KERN 343-02

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 50 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | OIML M1 |
| Família de produto | 343 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 mg - 50 g |
| Peso de teste OIML classe | M1 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Forma de construção peso | Botão |
| Dimensões (L×P×A) | 129×86×40 mm |
| Número de pesos | 18 |
| Estojo do conjunto de pesos | numa caixa de madeira |
| Material | aço inox virado fino (OIML) |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 129×86×40 mm |
| Peso líquido | 0,38 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,40 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,40 kg |
| Peso de envio | 0,38 kg |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação) | 952-601 |
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-601 |