

KERN 343-03

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-602

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	151×91×49 mm
Anzahl Gewichte	21
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	151×91×49 mm
Nettogewicht	0,63 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,65 kg
Versandgewicht	0,63 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-602
---	---------