

KERN 343-03

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 100 g
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	151×91×49 mm
Aantal gewichten	21
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	151×91×49 mm
Nettogewicht	0,63 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,63 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-602
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-602