

# KERN 343-04

# KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-603

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	160×98×58 mm
Anzahl Gewichte	23
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	160×98×58 mm
Nettogewicht	1,17 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,17 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-603
---	---------