

KERN 343-04

KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg - 200 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans une caisse en bois



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|--------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit | OIML M1 |
| Famille de produits | 343 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg - 200 g |
| Poid de contrôle OIML classe | M1 |

Forme de construction

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Forme poid | Bouton |
| Dimensions (L×P×H) | 160×98×58 mm |
| Nombre de poids | 23 |
| Étui du jeu de poids | dans une caisse en bois |
| Matériau | inox finement tourné (OIML) |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 160×98×58 mm |
| Poids net | 1,17 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 1,2 kg |
| Poids brut env. | 1,2 kg |
| Poids d'expédition | 1,17 kg |

Services

| | |
|---|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) | 952-603 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-603 |