

# KERN 343-04

# KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



## Pictogrammen

STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

### Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
Testgewicht OIML klasse	M1

### Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	160×98×58 mm
Aantal gewichten	23
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	160×98×58 mm
Nettogewicht	1,17 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,17 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-603
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-603