

KERN 343-04

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 200 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 200 g
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	160×98×58 mm
Número de pesos	23
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	160×98×58 mm
Peso líquido	1,17 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,17 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-603
Número do artigo para calibração DAkkS	962-603