

# KERN 343-044

**KERN**

Gewichtenset, M1, 1 mg - 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in plastic geval



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	23
Etui van gewichtenset	in plastic geval
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,94 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	0,94 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-603
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-603