

KERN 343-05

KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg - 500 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans une caisse en bois



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	343

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 g
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	168×98×78 mm
Nombre de poids	24
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	168×98×78 mm
Poids net	1,76 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d'expédition	1,76 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-604
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-604