

# KERN 343-05

**KERN**

Gewichtenset, M1, 1 mg - 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 g
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	168×98×78 mm
Aantal gewichten	24
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	168×98×78 mm
Nettogewicht	1,76 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,76 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-604
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-604