

KERN 343-054

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui

Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung

962-604

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	24
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	1,44 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	1,44 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-604
---	---------