

# KERN 343-054

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 500 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa plástica



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 g
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	24
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Peso líquido	1,44 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envio	1,44 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-604
Número do artigo para calibração DAkkS	962-604