

KERN 343-056

KERN

Kit di pesi, M1, 1 mg - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti | OIML M1 |
| Famiglia di prodotti | 343 |

Sistema di misura

| | |
|--|--------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 mg - 500 g |
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |

Design

| | |
|--------------------------|---|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (L×P×A) | 210×140×98 mm |
| Astuccio del set di pesi | in valigetta di alluminio |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 210×140×98 mm |
| Peso netto | 1,61 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 1,8 kg |
| Peso lordo ca. | 2,0 kg |
| Peso di spedizione | 2 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 952-604 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkS | 962-604 |