

# KERN 343-06

# KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans une caisse en bois



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	343

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1

### Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	230×180×112 mm
Nombre de poids	25
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	inox finement tourné (OIML)

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×180×112 mm
Poids net	4,21 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,4 kg
Poids brut env.	4,4 kg
Poids d'expédition	4,21 kg

### Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-605
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-605