

KERN 343-06

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	230×180×112 mm
Aantal gewichten	25
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×112 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,21 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-605
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-605