

# KERN 343-06

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de teste OIML classe	M1

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	230×180×112 mm
Número de pesos	25
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×180×112 mm
Peso líquido	4,21 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envio	4,21 kg

### Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-605
Número do artigo para calibração DAkkS	962-605