

# KERN 343-064

# KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-605

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	25
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,8 kg
Versandgewicht	4 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-605
---	---------