

KERN 343-066

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung

962-605

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	2,71 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-605
--	---------