

# KERN 343-066

# KERN

Juego de pesas, M1, 1 mg - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para  
calibración DAkkS

962-605

## Pictogramas

### STANDARD



1 DAY

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	343

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de control OIML clase	M1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	230×140×110 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×140×110 mm
Peso neto	2,71 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envío	3,5 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-605
---------------------------------------------------------------------------	---------