

KERN 343-066

KERN

Kit di pesi, M1, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	343

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×140×110 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×140×110 mm
Peso netto	2,71 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg
Peso di spedizione	3,5 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-605
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-605