

KERN 343-074

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-606

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	27
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	7,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	7,69 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-606
---	---------