

KERN 343-074

KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg - 2 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	343

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Nombre de poids	27
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	7,69 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,69 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-606
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-606