

KERN 343-074

KERN

Kit di pesi, M1, 1 mg - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di plastica



Numero di articolo per calibrazione 962-606
DAKKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	343

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 2 kg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	350×320×180 mm
Numero di pesi	27
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	350×320×180 mm
Peso netto	7,69 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	7,69 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-606
--------------------------------------------------------------------	---------