

KERN 343-084

KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|--------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit | OIML M1 |
| Famille de produits | 343 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg - 5 kg |
| Poid de contrôle OIML classe | M1 |

Forme de construction

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Forme poid | Bouton |
| Dimensions (L×P×H) | 350×320×180 mm |
| Nombre de poids | 28 |
| Étui du jeu de poids | dans un étui en plastique |
| Matériau | inox finement tourné (OIML) |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 350×320×180 mm |
| Poids net | 12,69 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 13 kg |
| Poids brut env. | 13 kg |
| Poids d'expédition | 12,69 kg |

Services

| | |
|---|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) | 952-607 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-607 |