

KERN 343-084

KERN

Kit di pesi, M1, 1 mg - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di plastica



Numero di articolo per calibrazione 962-607
DAKKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	343

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 5 kg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	350×320×180 mm
Numero di pesi	28
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	350×320×180 mm
Peso netto	12,69 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	13 kg
Peso lordo ca.	13 kg
Peso di spedizione	12,69 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-607
--	---------