

KERN 343-084

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 5 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa plástica



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 5 kg
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	28
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Peso líquido	12,69 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	13 kg
Peso de envio	12,69 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-607
Número do artigo para calibração DAkkS	962-607