

KERN 343-09

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-608

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	540×190×245 mm
Anzahl Gewichte	29
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	540×190×245 mm
Nettogewicht	30,61 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	32 kg
Bruttogewicht ca.	34 kg
Versandgewicht	32,5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-608
---------------------------------------------------	---------