

# KERN 343-09

# KERN

Kit di pesi, M1, 1 mg - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione 962-608  
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	343

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 10 kg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	540×190×245 mm
Numero di pesi	29
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	540×190×245 mm
Peso netto	30,61 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	32 kg
Peso lordo ca.	34 kg
Peso di spedizione	32,5 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-608
--	---------