

KERN 343-09

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	540×190×245 mm
Aantal gewichten	29
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	540×190×245 mm
Nettogewicht	30,61 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	32 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	32,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-608
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-608