

KERN 344-02

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	129×86×40 mm
Anzahl Gewichte	8
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×86×40 mm
Nettogewicht	0,26 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,26 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-615
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-615

Piktogramme

STANDARD

