

# KERN 344-02

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 50 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 50 g
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	129×86×40 mm
Número de pesos	8
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	129×86×40 mm
Peso líquido	0,26 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envio	0,26 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-615
Número do artigo para calibração DAkkS	962-615

## Pictogramas

### STANDARD

