

# KERN 344-024

# KERN

Jeu de poids, M1, 1 g - 50 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	344

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 50 g
Poid de contrôle OIML classe	M1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Nombre de poids	8
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox finement tourné (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Poids net	0,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-615
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-615