

# KERN 344-024

# KERN

Kit di pesi, M1, 1 g - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di plastica



Numero di articolo per calibrazione 962-615  
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	344

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 50 g
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Numero di pesi	8
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-615
--------------------------------------------------------------------	---------