

# KERN 344-024

# KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 50 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa plástica



## Pictogramas

### STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 50 g
Peso de teste OIML classe	M1

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	8
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica
Material	aço inox virado fino (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,8 kg

### Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-615
Número do artigo para calibração DAkkS	962-615