

# KERN 344-026

**KERN**

Gewichtssatz, M1, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für DAkkS-  
Kalibrierung

962-615

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Anzahl Gewichte	8
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,55 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-615
------------------------------------------------------	---------