

KERN 344-026

KERN

Kit di pesi, M1, 1 g - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per calibrazione 962-615
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	344

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 50 g
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	165×120×75 mm
Numero di pesi	8
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×120×75 mm
Peso netto	0,55 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-615
--	---------