

KERN 344-026

KERN

Gewichtenset, M1, 1 g - 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	344

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	165×120×75 mm
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,55 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-615
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-615