

KERN 344-03

KERN

Gewichtenset, M1, 1 g - 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML M1 |
| Productfamilie | 344 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 100 g |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (B×D×H) | 151×91×49 mm |
| Aantal gewichten | 9 |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 151×91×49 mm |
| Nettogewicht | 0,51 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,55 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,55 kg |
| Verzendgewicht | 0,51 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-616 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-616 |