

# KERN 344-034

**KERN**

Gewichtenset, M1, 1 g - 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in plastic geval



## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	344

### Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	M1

### Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in plastic geval
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-616
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-616