

KERN 344-036

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 100 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 100 g
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	165×125×75 mm
Número de pesos	9
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×125×75 mm
Peso líquido	0,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,9 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-616
Número do artigo para calibração DAkkS	962-616