

KERN 344-044

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-617

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,94 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,94 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-617
---	---------