

# KERN 344-046

**KERN**

Jeu de poids, M1, 1 g - 200 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour étalonnage 962-617  
DAkKS

## Pictogrammes

### STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	344

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 200 g
Poid de contrôle OIML classe	M1

### Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	190×130×80 mm
Nombre de poids	11
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	190×130×80 mm
Poids net	0,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

### Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-617
---	---------