

# KERN 344-046

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 200 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 200 g
Peso de teste OIML classe	M1

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	190×130×80 mm
Número de pesos	11
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox virado fino (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	190×130×80 mm
Peso líquido	0,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,1 kg

### Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-617
Número do artigo para calibração DAkkS	962-617