

KERN 344-05

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-618

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	168×98×78 mm
Anzahl Gewichte	12
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	168×98×78 mm
Nettogewicht	1,71 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	1,71 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-618
---	---------