

KERN 344-06

KERN

Kit di pesi, M1, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione 962-619
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	344

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×180×112 mm
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×180×112 mm
Peso netto	4,21 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	4,21 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-619
--	---------